

Kurzinformationen zum
Antikörper-Schnelltest
(Vertrieb durch die Firma Morphisto, Weismüllerstrasse 45, 60314
Frankfurt am Main)

Bezeichnung

CORONA Schnelltest auf IgM und IgG - 10 Stk - 1 Pck.
zum Nachweis von IgG & IgM SARS-CoV2
Immunologischer Schnelltest

Sensitivität: IgG >99,9 % / IgM 91,8 %
Spezifität: IgG 99,5 % / IgM 99,2 %

Packungsinhalt: 10 Testkits / VE

Transportinformation:

UN - - LQ-Code.: - Class: (1): - (2): - Packing: () - keine Privatanwender -
Zolltarifnummer: 38220000

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
zu den Angaben des Tests folgende Erklärungen:

Die **Sensitivität** eines klinischen Tests bezieht sich auf die Fähigkeit des Tests, die **Patienten mit einer Krankheit korrekt zu identifizieren**. Ein Test mit 100%-iger Sensitivität identifiziert alle Patienten mit der Krankheit korrekt. Ein Test mit 80% Sensitivität erkennt 80% der Patienten mit der Krankheit (*richtig-positiv*), aber 20% mit der Krankheit bleiben unentdeckt (*falsch-negativ*).

Die **Spezifität** eines klinischen Tests bezieht sich auf die Fähigkeit des Tests, die **Patienten ohne die Krankheit korrekt zu identifizieren**. Ein Test mit 100%-iger Spezifität identifiziert daher alle Patienten ohne Erkrankung korrekt. Ein Test mit 80% Spezifität identifiziert 80% der Patienten ohne Krankheit als Testnegativ (*richtig-negativ*), aber 20% der Patienten ohne Krankheit werden fälschlicherweise als Testpositiv (*falsch-positiv*) identifiziert.

IgG und IgM sind Antikörper, die von Ihren Immunzellen produziert werden. Der Nachweis von IgM spricht für eine erst kürzlich erworbene Erkrankung, IgG ist hinweisend auf eine Infektion zu einem früheren Zeitpunkt.

Achtung: Es gibt eine Zeitlücke zwischen Infektion und der Produktion von Antikörpern durch die Immunzellen, die durchaus mehrere Tage betragen kann. Bei Verdacht auf eine akute Infektion wird daher dann ein Abstrich genommen und das Virus direkt nachgewiesen.

Noch Fragen? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung